

APLW 005

Chariot

Pour la prise en charge optimale de 56 pipettes max.



- Pour accueillir jusqu'à 56 pipettes en disposition diagonale

Code EAN: 4002516115434 / Numéro de matériel: 11104520 /
Ancien Numéro de matériel: 69300500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	56
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	308
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	582
Cote extérieure, hauteur brute en mm	570
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	6,40
Poids brut en kg	9,20