


APLW 008

Chariot

Pour la prise en charge optimale de 3 cassettes de pipettes.



- Pour niveau inférieur
- Dimensions de la cassette à pipettes : l 84 x h 384 x p 84 mm

Code EAN: 4002516115465 / Numéro de matériel: 11104550 /  
Ancien Numéro de matériel: 69300800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour pipettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	456
Cote extérieure, largeur nette en mm	179
Cote extérieure, profondeur nette en mm	366
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	7,64
Poids brut en kg	9,64