

APLW 009

Chariot

Pour la prise en charge optimale de 2 cassettes de pipettes.



- Pour niveau inférieur
- Longueur maximale des pipettes : 290 mm

Code EAN: 4002516115472 / Numéro de matériel: 11104560 /
Ancien Numéro de matériel: 69300900D

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| Catégorie de produit | |
| Chariot pour pipettes | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des pipettes/flacons | • |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 166 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 245 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 66 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 355 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 565 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 610 |
| Poids net en kg | 6,22 |
| Poids brut en kg | 8,55 |