

APLW 011

Panier supérieur

Avec 110 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115496 / Numéro de matériel: 11104580 /
Ancien Numéro de matériel: 69301100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Flacons [nombre]	110
Verrerie à col étroit [nombre]	110
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	160
Cote extérieure, largeur nette en mm	532
Cote extérieure, profondeur nette en mm	560
Cote extérieure, hauteur brute en mm	350
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,20
Poids brut en kg	7,80