

APLW 012

Panier supérieur

Avec 84 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115502 / Numéro de matériel: 11104590 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301200D

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Famille produit</b>                         |                   |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •                 |
| <b>Accessoires</b>                             |                   |
| PLW 6011                                       | •                 |
| PLW 6111                                       | •                 |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |                   |
| Panier à injection                             | •                 |
| Panier supérieur                               | •                 |
| <b>Propriétés du produit</b>                   |                   |
| Matériau                                       | Inox, Plastique   |
| Couleur                                        | Bleu, Inox, Blanc |
| <b>Domaine d'application</b>                   |                   |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •                 |
| <b>Capacité</b>                                |                   |
| Verrerie à col étroit [nombre]                 | 84                |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |                   |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm           | 158               |
| Cote extérieure, largeur nette en mm           | 532               |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm        | 570               |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm           | 350               |
| Cote extérieure, largeur brute en mm           | 560               |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm        | 600               |
| Poids net en kg                                | 4,60              |
| Poids brut en kg                               | 7,40              |