

APLW 013

Panier supérieur

Avec 42 emplacements d'injecteurs non garnis.



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115519 / Numéro de matériel: 11104600 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	160
Cote extérieure, largeur nette en mm	534
Cote extérieure, profondeur nette en mm	569
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,55
Poids brut en kg	6,95