

APLW 013/2

Panier supérieur

Garni avec 32 buses d'injection APLW 051 et 10 buses d'injection APLW 055



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115533 / Numéro de matériel: 11104620 /
Ancien Numéro de matériel: 69301302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	570
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,55
Poids brut en kg	9,00
Articles fournis	
APLW 051, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 055, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	10