

APLW 014

Panier supérieur

Avec 20 emplacements d'injecteurs non garnis.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115540 / Numéro de matériel: 11104630 /
Ancien Numéro de matériel: 69301400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Bouteilles [nombre]	20
Erlenmeyer [nombre]	20
Ballons gradués [nombre]	20
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	21
Cote extérieure, largeur nette en mm	20
Cote extérieure, profondeur nette en mm	16
Cote extérieure, hauteur brute en mm	340
Cote extérieure, largeur brute en mm	555
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,22
Poids brut en kg	6,65