

APLW 014/1  
Panier supérieur  
équipé de 20 buses d'injection APLW 055



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115557 / Numéro de matériel: 11104640 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Bouteilles [nombre]	20
Erlenmeyer [nombre]	20
Ballons gradués [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	570
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,22
Poids brut en kg	8,45
<b>Articles fournis</b>	
APLW 055, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	20