

APLW 017

Panier supérieur

Avec 121 emplacements d'injecteurs non garnis.



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs
- Espace utile 200 x 490 mm

Code EAN: 4002516115595 / Numéro de matériel: 11104670 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	160
Cote extérieure, largeur nette en mm	532
Cote extérieure, profondeur nette en mm	560
Cote extérieure, hauteur brute en mm	350
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,20
Poids brut en kg	7,00