

APLW 018

Panier supérieur

Avec 121 + 24 emplacements d'injecteurs non garnis.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115601 / Numéro de matériel: 11104680 /
Ancien Numéro de matériel: 69301800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	162
Cote extérieure, largeur nette en mm	534
Cote extérieure, profondeur nette en mm	569
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,33
Poids brut en kg	7,76