


APLW 018/1

Panier supérieur

équipé de 121 buses d'injection APLW 048 et 24 buses d'injection APLW 051.



- Convient uniquement pour une utilisation aux niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115717 / Numéro de matériel: 11104690 /
Ancien Numéro de matériel: 69301801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	200
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	570
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	6,92
Poids brut en kg	11,42
Articles fournis	
APLW 051, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 048 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	121