

APLW 020/1
Panier inférieur
équipé de 121 buses d'injection APLW 047.



Miele

Image
in progress

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115755 / Numéro de matériel: 11104730 /
Ancien Numéro de matériel: 69302001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	200
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	575
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	562
Cote extérieure, profondeur brute en mm	675
Poids net en kg	8,64
Poids brut en kg	11,26
Articles fournis	
APLW 047 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 50 mm [nombre]	121