

APLW 021

Panier inférieur

Avec 110 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115762 / Numéro de matériel: 11104740 /
Ancien Numéro de matériel: 69302100D

| | |
|--|-------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier inférieur | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Tubes à essai [nombre] | 110 |
| Flacons [nombre] | 110 |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 110 |
| Bouteilles [nombre] | 110 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 575 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 504 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 450 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 355 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 562 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 615 |
| Poids net en kg | 5,91 |
| Poids brut en kg | 8,35 |