

APLW 022

Panier inférieur

Avec 70 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses Ø 2,5 mm.



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115779 / Numéro de matériel: 11104750 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302200D

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Famille produit</b>                         |                   |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •                 |
| <b>Accessoires</b>                             |                   |
| PLW 6011                                       | •                 |
| PLW 6111                                       | •                 |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |                   |
| Panier à injection                             | •                 |
| Panier inférieur                               | •                 |
| <b>Propriétés du produit</b>                   |                   |
| Matériau                                       | Inox, Plastique   |
| Couleur  | Inox, Noir, Blanc |
| <b>Domaine d'application</b>                   |                   |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •                 |
| <b>Capacité</b>                                |                   |
| Verrerie à col étroit [nombre]                 | 70                |
| Bouteilles [nombre]                            | 70                |
| Erlenmeyer [nombre]                            | 70                |
| Ballons gradués [nombre]                       | 70                |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |                   |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm           | 580               |
| Cote extérieure, largeur nette en mm           | 515               |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm        | 534               |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm           | 355               |
| Cote extérieure, largeur brute en mm           | 562               |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm        | 615               |
| Poids net en kg                                | 5,83              |
| Poids brut en kg                               | 8,27              |