

APLW 024/2

Panier inférieur

équipé de 32 buses d'injection APLW 051 et 10 buses d'injection APLW 055.



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115816 / Numéro de matériel: 11104790 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302402D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	220
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	575
Cote extérieure, hauteur brute en mm	352
Cote extérieure, largeur brute en mm	562
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,97
Poids brut en kg	10,48
<b>Articles fournis</b>	
APLW 051, gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 055, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	10