

APLW 024/3

Panier inférieur

Garni avec 30 buses d'injection APLW 066 et 12 buses d'injection APLW 067.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115823 / Numéro de matériel: 11104800 /
Ancien Numéro de matériel: 69302403D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	220
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	575
Cote extérieure, hauteur brute en mm	352
Cote extérieure, largeur brute en mm	562
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,22
Poids brut en kg	13,87
Articles fournis	
APLW 066 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	30
APLW 067 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	12