

APLW 025

Panier inférieur

Avec 24 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas
- Espace utile 230 x 490 mm

Code EAN: 4002516115830 / Numéro de matériel: 11104810 /
Ancien Numéro de matériel: 69302500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	136
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	582
Cote extérieure, hauteur brute en mm	360
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	600
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	7,40