

APLW 025/1

Panier inférieur

Garni avec 12 buses d'injection APLW 056 et 12 buses d'injection APLW 052.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas
- Espace utile 230 x 490 mm

Code EAN: 4002516115847 / Numéro de matériel: 11104820 /
Ancien Numéro de matériel: 69302501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	270
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	570
Cote extérieure, hauteur brute en mm	350
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,25
Poids brut en kg	8,39
Articles fournis	
APLW 052 gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 175 mm [nombre]	12
APLW 056 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	12