


APLW 026/1

Panier inférieur

Garni avec 20 buses d'injection APLW 056.



- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115861 / Numéro de matériel: 11104840 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Bouteilles [nombre]	20
Erlenmeyer [nombre]	20
Ballons gradués [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	270
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	570
Cote extérieure, hauteur brute en mm	340
Cote extérieure, largeur brute en mm	555
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,92
Poids brut en kg	9,20
<b>Articles fournis</b>	
APLW 056 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	20