

APLW 030

Panier inférieur

Avec 12 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas
- Espace utile 220 x 490 mm

Code EAN: 4002516115908 / Numéro de matériel: 11104880 /
Ancien Numéro de matériel: 69303000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons gradués [nombre]	12
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	135
Cote extérieure, largeur nette en mm	424
Cote extérieure, profondeur nette en mm	582
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	565
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,32
Poids brut en kg	6,72