

APLW 032

Panier inférieur

Avec 121 + 24 emplacements d'injecteurs non garnis pour buses.



**Image  
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115939 / Numéro de matériel: 11104910 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	570
Cote extérieure, largeur nette en mm	536
Cote extérieure, profondeur nette en mm	70
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,99
Poids brut en kg	8,31