

APLW 032/1

Panier inférieur

Garni avec 121 buses d'injection APLW 048 et 24 buses d'injection APLW 056.



**Image
in progress**

- Convient uniquement pour une utilisation au niveau le plus bas

Code EAN: 4002516115946 / Numéro de matériel: 11104920 /
Ancien Numéro de matériel: 69303201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	270
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	575
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,99
Poids brut en kg	13,98
Articles fournis	
APLW 048 gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	121
APLW 056 gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	24