

APLW 038

Utilisation

Prise en charge optimale de Erlenmeyer à large col et de cylindres gradués.



- Équipé de 14 crochets à ressort 175 mm & 14 de 105 mm de hauteur

Code EAN: 4002516116004 / Numéro de matériel: 11104980 / Ancien Numéro de matériel: 69303800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	185
Cote extérieure, largeur nette en mm	195
Cote extérieure, profondeur nette en mm	450
Cote extérieure, hauteur brute en mm	345
Cote extérieure, largeur brute en mm	435
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,60
Poids brut en kg	2,41