

APLW 039

Utilisation

Pour la prise en charge optimale de boîtes de Pétri.



- Convient pour 26 boîtes de Pétri
- Distance entre les supports 24 mm

Code EAN: 4002516116011 / Numéro de matériel: 11104990 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303900D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	83
Cote extérieure, largeur nette en mm	237
Cote extérieure, profondeur nette en mm	430
Cote extérieure, hauteur brute en mm	255
Cote extérieure, largeur brute en mm	410
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	1,17
Poids brut en kg	2,47