


APLW 041

Utilisation

Pour la prise en charge optimale de tubes à essais, hauteur 130 mm.



- Pour utilisation avec couvercle APLW 043

Code EAN: 4002516116035 / Numéro de matériel: 11105010 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	115
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	130
Cote extérieure, largeur nette en mm	220
Cote extérieure, profondeur nette en mm	220
Cote extérieure, hauteur brute en mm	330
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	1,35