

APLW 042

Utilisation

Pour la prise en charge optimale de tubes à essais, hauteur 200 mm.



- Pour utilisation avec couvercle APLW 043

Code EAN: 4002516116042 / Numéro de matériel: 11105020 /
Ancien Numéro de matériel: 69304200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	215
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	202
Cote extérieure, largeur nette en mm	220
Cote extérieure, profondeur nette en mm	220
Cote extérieure, hauteur brute en mm	325
Cote extérieure, largeur brute en mm	305
Cote extérieure, profondeur brute en mm	310
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	1,60