


APLW 043
Couvercle
Pour compléments APLW 040 – 042



Code EAN: 4002516116059 / Numéro de matériel: 11105030 /
Ancien Numéro de matériel: 69304300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	205
Cote extérieure, profondeur nette en mm	205
Cote extérieure, hauteur brute en mm	215
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	0,18
Poids brut en kg	0,55