


APLW 044
Filet de séparation
pour diviser la surface de l'APLW 040-042.



Code EAN: 4002516116066 / Numéro de matériel: 11105040 /
Ancien Numéro de matériel: 69304400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Support	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	75
Cote extérieure, largeur nette en mm	205
Cote extérieure, profondeur nette en mm	200
Cote extérieure, hauteur brute en mm	215
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	0,36
Poids brut en kg	0,60