

APLW 045

Injektordüse

Avec tubulure plastique, conique, Ø 2,5, longueur 80 mm.



**Image**  
in progress

- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 4 mm

Code EAN: 4002516116073 / Numéro de matériel: 11105050 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	15
Cote extérieure, profondeur nette en mm	90
Cote extérieure, hauteur brute en mm	40
Cote extérieure, largeur brute en mm	65
Cote extérieure, profondeur brute en mm	118
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02