

APLW 046

Injektordüse

Avec tubulure plastique, conique et support à ressort, Ø 2,5, longueur 80 mm.

Code EAN: 4002516116080 / Numéro de matériel: 11105060 /

Ancien Numéro de matériel: 69304600D



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 4 mm

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	12
Cote extérieure, largeur nette en mm	20
Cote extérieure, profondeur nette en mm	90
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01