

APLW 048

Injektordüse

Avec tubulure plastique, en forme d'étoile, Ø 2,5, longueur 80 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 4 mm

Code EAN: 4002516116097 / Numéro de matériel: 11105080 /

Ancien Numéro de matériel: 69304800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	32
Cote extérieure, largeur nette en mm	32
Cote extérieure, profondeur nette en mm	90
Cote extérieure, hauteur brute en mm	5
Cote extérieure, largeur brute en mm	110
Cote extérieure, profondeur brute en mm	167
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00