

APLW 052

Injektordüse

Avec tubulure plastique, en forme d'étoile avec blocage, Ø 4, longueur 175 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 5 mm

Code EAN: 4002516117278 / Numéro de matériel: 11105120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69305200D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Famille produit</b>                         |                 |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire             | •               |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •               |
| <b>Accessoires</b>                             |                 |
| PLW 6011                                       | •               |
| PLW 6111                                       | •               |
| PLW 8505                                       | •               |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |                 |
| Gicleur à injection                            | •               |
| <b>Propriétés du produit</b>                   |                 |
| Matériau                                       | Inox, Plastique |
| Couleur  | Bleu, Inox      |
| <b>Domaine d'application</b>                   |                 |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •               |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |                 |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm           | 54              |
| Cote extérieure, largeur nette en mm           | 54              |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm        | 178             |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm           | 12              |
| Cote extérieure, largeur brute en mm           | 100             |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm        | 150             |
| Poids net en kg                                | 0,02            |
| Poids brut en kg                               | 0,02            |