

APLW 062

Injektordüse

Avec tubulure plast. et support pour goulots, forme d'étoile, Ø 6, long. 135 mm.

Code EAN: 4002516116288 / Numéro de matériel: 11105220 /
Ancien Numéro de matériel: 69306200D



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 10 mm
- Avec dispositif de blocage

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	76
Cote extérieure, largeur nette en mm	76
Cote extérieure, profondeur nette en mm	145
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	95
Cote extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,07