

APLW 065

Injektordüse

Avec tubulure plast. et support pour goulots, forme d'étoile, Ø 6, long. 275 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 10 mm
- Avec dispositif de blocage

Code EAN: 4002516116318 / Numéro de matériel: 11105250 / Ancien Numéro de matériel: 69306500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	75
Cote extérieure, largeur nette en mm	75
Cote extérieure, profondeur nette en mm	287
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,11