

APLW 067

Injektordüse

Avec support Ø 6, longueur 225 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116332 / Numéro de matériel: 11105270 /
Ancien Numéro de matériel: 69306700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	70
Cote extérieure, largeur nette en mm	70
Cote extérieure, profondeur nette en mm	235
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	180
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,08
Poids brut en kg	0,09