

APLW 068
Injektordüse
Avec support Ø 6, longueur 275 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Capuchon de gicleur inclus, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116349 / Numéro de matériel: 11105280 /
Ancien Numéro de matériel: 69306800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	70
Cote extérieure, largeur nette en mm	85
Cote extérieure, profondeur nette en mm	287
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,09
Poids brut en kg	0,15