

APLW 069

Injektordüse

Avec support inox, Ø 8, longueur 255 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Surface de contact sur l'embout de buse, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116356 / Numéro de matériel: 11105290 /
Ancien Numéro de matériel: 69306900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	87
Cote extérieure, largeur nette en mm	87
Cote extérieure, profondeur nette en mm	263
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,08
Poids brut en kg	0,09