

APLW 070

Injektordüse

Avec support inox, Ø 8, longueur 320 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Surface de contact sur l'embout de buse, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116363 / Numéro de matériel: 11105300 /
Ancien Numéro de matériel: 69307000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	87
Cote extérieure, largeur nette en mm	87
Cote extérieure, profondeur nette en mm	330
Cote extérieure, hauteur brute en mm	108
Cote extérieure, largeur brute en mm	117
Cote extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,19