

APLW 071

Injektordüse

Avec support pr cylindre gradué Ø 105 mm max. et buses d'inj. Ø 8, long. 320 mm.



- Convient pour les paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres/éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Surface de contact sur l'embout de buse, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116370 / Numéro de matériel: 11105310 / Ancien Numéro de matériel: 69307100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	120
Cote extérieure, largeur nette en mm	120
Cote extérieure, profondeur nette en mm	330
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	165
Cote extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,24
Poids brut en kg	0,38