

APLW 074

Support

Conique, Ø 15 mm, pour buses d'injection Ø 2,5 mm.



Code EAN: 4002516116400 / Numéro de matériel: 11105340 /
Ancien Numéro de matériel: 69307400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	15
Cote extérieure, profondeur nette en mm	21
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00