

APLW 082

Fixation pour pièces à laver

Pour buse d'injection, hauteur 200 mm.



Image
in progress

Code EAN: 4002516116585 / Numéro de matériel: 11105420 /
Ancien Numéro de matériel: 69308200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	87
Cote extérieure, largeur nette en mm	87
Cote extérieure, profondeur nette en mm	225
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	350
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,03