

APLW 085

Logement pour goulot de bouteille

Ø 33 mm, pour buses d'injection Ø 6 mm.

Miele

**Image
in progress**

Code EAN: 4002516116615 / Numéro de matériel: 11105450 /
Ancien Numéro de matériel: 69308500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	25
Cote extérieure, largeur nette en mm	25
Cote extérieure, profondeur nette en mm	42
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02