

APLW 087

Support

En inox, forme d'étoile, Ø 87 mm, pour buses d'injection Ø 8 mm.



Code EAN: 4002516116653 / Numéro de matériel: 11105470 /
Ancien Numéro de matériel: 69308700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	64
Cote extérieure, profondeur nette en mm	64
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02