

APLW 088

Support

Pour cylindre gradué jusqu'à Ø 105 mm et buses d'injection Ø 8.



Code EAN: 4002516116660 / Numéro de matériel: 11105480 /  
Ancien Numéro de matériel: 69308800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	12
Cote extérieure, largeur nette en mm	120
Cote extérieure, profondeur nette en mm	300
Cote extérieure, hauteur brute en mm	108
Cote extérieure, largeur brute en mm	117
Cote extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,14
Poids brut en kg	0,23