

APLW 090

Logement

Pour pipettes de diamètre max. 14 mm et min. 4 mm.



Code EAN: 4002516116684 / Numéro de matériel: 11105500 /  
Ancien Numéro de matériel: 69309000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	20
Cote extérieure, largeur nette en mm	20
Cote extérieure, profondeur nette en mm	20
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00