

APLW 091
Logement
Pour buses d'injection Ø 2,5 mm.



Code EAN: 4002516116691 / Numéro de matériel: 11105510 /
Ancien Numéro de matériel: 69309100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Support	•
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	20
Cote extérieure, largeur nette en mm	20
Cote extérieure, profondeur nette en mm	17
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00