

APLW 092

Bouchon d'obturation

Pour obturer des orifices inutilisés sur des supports de chargement.



Code EAN: 4002516116714 / Numéro de matériel: 11105520 /
Ancien Numéro de matériel: 69309200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	12
Cote extérieure, largeur nette en mm	12
Cote extérieure, profondeur nette en mm	15
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00