

APLW 093

Douille de rinçage

Avec capuchon pour pipettes max. Ø 11 mm



Code EAN: 4002516116721 / Numéro de matériel: 11105530 /
Ancien Numéro de matériel: 69309300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Support	•
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	25
Cote extérieure, largeur nette en mm	25
Cote extérieure, profondeur nette en mm	118
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,05