

APWD 072 Injektordüse

pour le traitement optimal des instruments avec lumen, notamment aspirateurs.



- Convient au panier APWD 061
- Avec utilisation de l'adaptateur APWD 073
- L'illustration montre l'APWD 072 avec l'adaptateur APWD 073

Code EAN: 4002516122289 / Numéro de matériel: 11127460 /
Ancien Numéro de matériel: 68407200D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00